



XXL-Rehab Patientstol

XXL-Rehab Patient/Dinner chair

DK

UK



MAX 325 KG



DK

Kan med fordel anvendes til:

- Bariatriske brugere.
- Hjemmet.
- Plejecentre.
- Venteværelser.

UK

Ideal use for:

- Bariatric users.
- Home.
- Care centres.
- Waiting rooms.

Brugsanvisning for XXL-Rehab Patientstol

⚠ ADVARSEL ⚠ ADVARSEL ⚠

- Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale.
- Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet.
- XXL-Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskafer forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt.
- Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt XXL-Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele.
- XXL-Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra XXL-Rehab.

⚠ For at sikre korrekt brug af XXL-Rehab Patientstolen skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med ⚠.

Desuden må stolen kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i dens brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade.

ANVENDELSE

XXL-Rehab Patientstolen er designet til at give en god siddekomfort til bariatriske brugere op til 325 kg.

Patientstolen er særlig anvendelig som spisebordsstol, patientstol i venteværelse, på sygehuse og på institutioner.

⚠ Bruges produktet til personer, der vejer mere end 325 kg kan der opstå risiko for at stolen vælter eller bliver beskadiget.

⚠ Brug altid XXL-Rehab Patientstolen stol på hårde gulve / hårdt underlag med en maksimal hældning på 3 grader, da der ellers er risiko for at stolen vælter.

FØR BRUG

Boltene til justering af ben og ryg skal monteres korrekt og strammes i hullerne på siden af stolen.

⚠ Brug ikke patientstolen før boltene til justering af ben og ryglæn er blevet monteret og strammet korrekt. Ellers der er en risiko for, at brugeren falder ud til siden af stolen.

UNDER BRUG

⚠ For at forebygge risikoen for at stolen vælter, må patientstolen kun bruges på en plan hård overflade.

⚠ Hvis brugeren har behov for hjælp ved forflytning til patientstolen, skal plejepersonalet være særligt opmærksomme på risikoen ved at udføre usikre løft eller bevægelser, når brugeren placeres på patientstolen. Det gælder uanset om forflytningen sker ved hjælp af en lift eller støtteenhed.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Stolens stel, sæde og armlæn kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

For grundig rengøring af sædet: fjern sædet og rengør, sørg derefter for at fastgøre/trykke sædet ned igen.

Kontrollér regelmæssigt alle bolte og møtrikker og spænd dem om nødvendigt.

⚠ Manglende kontrol af boltene som anvist kan forårsage funktionsfejl.

GARANTI

Garantiperioden for XXL-Rehab Patientstol er 1 år fra købsdato. Fakturaen er "garantibevis".

Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden normal slitage, som er afgjort af XXL-Rehab, er ikke omfattet af denne garanti.

Hvis max brugervægt kapaciteten overskrides, vil garantien blive annulleret.

Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af produktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil ugyldiggøre garantien.



XXL-Rehab Patientstol er produceret og testet i overensstemmelse med den internationale DS/EN 12182:2000 standard.

07/2014/JP

PRODUCENT

XXL-Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
Fax: +45 70 25 25 44
www.xxl-rehab.com

Brugervægt max.	325 kg
Total længde	80-101 cm
Total bredde over armlæn	74 / 84 cm
Total højde	79-94 cm
Sædebredde	61 / 71 cm
Sædedybde justerbar	40-52 cm
Sædehøjde justerbar	44-59 cm
Sæderyg højde	37 cm
Afstand fra gulv til underside af sæde	33-48 cm
Afstand mellem armlæn	65 / 75 cm
Højde sæde til armlæn	28 cm
Vægt	16,5 / 17,5 kg
Ramme	Pulverlakeret krom molybdæn stål
Sæde/ryg/armlæn	Polyuretan
ISO – klassifikation	ISO 09 33 03

DK

UK



Scan koden og få flere
produktinformationer.



Instructions for XXL-Rehab Patient/Dinner chair

⚠ CAUTION ⚠ CAUTION ⚠

- This product should not be used without proper instruction from a healthcare professional.
- Using the product for individuals weighing more than the maximum weight-bearing capacity may pose a risk for damaging the product.
- XXL-Rehab assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
- If components are damaged or missing, contact XXL-Rehab immediately. Do NOT use substitute parts.
- XXL-Rehab cannot be held liable for faults or accidents occurring after repairs by service staff without written authorisation from XXL-Rehab.

⚠ To ensure proper use of the XXL-Rehab Patient/Dinner chair, please read these instructions thoroughly before using the product. Pay particular attention to the warning notes marked with ⚠. Also remember that in order to prevent the risk of injury to the user, the patient/dinner chair should be adjusted only by trained caregivers or aides or by individuals who have been instructed in its proper use.

USE

The XXL-Rehab Patient/Dinner chair is designed to help an individual weighing up to 325 kg when seating is needed e.g. in a hospital, at a dinner table.

⚠ Using the product for individuals weighing more than 325 kg may pose a risk of tipping or damaging the patient/dinner chair.

⚠ Always use the XXL-Rehab Patient/Dinner chair on level, hard flooring with a maximum slope of 3 degrees, as otherwise there is a risk of tipping.

BEFORE USE

The bolts for adjusting the legs and backrest must be properly mounted and tightened in the holes on the side of the patient/dinner chair.

⚠ Do not use the patient/dinner chair before the bolts for adjusting the legs and backrest have been properly mounted and tightened, as otherwise there is a risk of the user falling off to the side of the chair.

DURING USE

⚠ To prevent the risk of tipping, only use the patient/dinner chair on a level, hard surface.

⚠ If the user requires assistance during transfers to the patient/dinner chair, the aides must be particularly aware of the risk of performing unsafe lifts or movements when placing the user on the patient/dinner chair. This applies whether the transfer is effected by means of a lift, slide board or support device.

MAINTENANCE AND CLEANING

The frame components and the seat and armrests may be cleaned with water and a household detergent. To thoroughly clean the seat: remove the seat, clean and make sure to fasten/press down the seat properly again.

Regularly check all bolts and nuts, and retighten if required.

⚠ Failure to inspect the bolts as directed may cause functional failures.

WARRANTY

The XXL-Rehab Patient/Dinner chair is covered by one year warranty from the invoice date for materials and workmanship.

Products which have been used for purposes other than the intended use; or which have been subject to negligence, abuse, improper storage or handling, improper operation, unauthorized modifications or damages beyond normal wear and tear as determined by XXL-Rehab, are not covered by this warranty.

If weight capacity is exceeded, the warranty will be void.

Any unauthorized repairs to product / part, as well as tampering with any components, will void the warranty.



XXL-Rehab Bedside Patient/Dinner chair is manufactured and tested in accordance with the international DS/EN 12182:2000 standard.

07/2014/JP

MANUFACTURER

XXL-Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
Fax: +45 70 25 25 44
www.xxl-rehab.com

Maximum weight capacity is	325 kg
Total length	80-101 cm
Total outer width on armrests	74 / 84 cm
Total height	79-94 cm
Seat width	61 / 71 cm
Seat depth	40-52 cm
Seat height	44-59 cm
Height of backrest	37 cm
Distance from floor to seat underside	33-48 cm
Distance between armrests	65 / 75 cm
Seat to armrest	28 cm
Weight	16.6 / 17.6 kg
Frame	Powder-lacquered chromium molybdenum steel
Seat / back / armrests	Polyurethane
ISO - classification	ISO 09 33 03



DK

UK

Strongly engineered and functionally designed exclusively for bariatric users!



XXL-Rehab Minimaxx



XXL-Rehab Minimaxx
Push Motor



XXL-Rehab Manual
Wheelchair - The Eclipse



XXL-Rehab Manual
Wheelchair - The Eclipse Tilt



XXL-Rehab
HD Electric Wheelchair



XXL-Rehab Wheelchair Cushions



XXL-Rehab Shower Bench



XXL-Rehab
Bedside commode



XXL-Rehab
Shower Commode



XXL-Rehab
Shower Commode Wheeler



XXL-Rehab
Shower Commode Rise N Recline



XXL-Rehab
Shower Commode Tilt



XXL-Rehab Barton Transferstol



XXL-Rehab Patient/Dinner chair



XXL-Rehab Rollator King



XXL-Rehab Rollator Support



XXL-Rehab Stand Tall



XXL-Rehab Bariatric walking frame



XXL-Rehab Canes



XXL-Rehab Multifunktional Scale



XXL-Rehab Lift and Slings



XXL-Rehab 400 bariatric hospital bed



XXL-Rehab Home Care Bed



XXL-Rehab Floor raiser



XXL-Rehab
Comfort Foam Mattress



XXL-Rehab
Low Air Loss mattress



XXL-Rehab
Alternating mattress



XXL-Rehab Bariatric suit



BRUGSANVISNING · USER MANUAL

mauryathome.dk



07-2014 XXL-Rehab Patientstol / XXL-Rehab Patient/Dinner chair

XXL REHAB®

XXL-Rehab · Fuglebækvej 1D · DK-2770 Kastrup · Denmark
Telephone: +45 7025 2522 · Fax: +45 7025 2544
info@xxl-rehab.com · www.xxl-rehab.com